

ポリキャッチのご案内



- ✓ 消化管内視鏡手術の際、内視鏡と吸引機との間に接続し、切除したポリープの回収に使用します。
- ✓ ポリープ回収ボックスの回転がスムーズです。
- ✓ ポートキャップによる密閉が可能で、採取・回収した組織を安全に一時保管できます。

製造販売届出番号：27B1X00032000028



使用上の注意：必ず添付文書をご覧ください。

- ※ 本品は、単回使用医療機器のため、再使用が禁止されています。
- ※ 製品の仕様については、予告なしに変更することがあります。

製造元

Zhejiang Chuangxiang Medical
Technology Co., LTD (MEDNOVA)

製造販売元

株式会社エムディアイジャパン

販売元

四国電機株式会社 医療部

<http://medical.shikokudenki.com/>

〒770-8022 徳島県徳島市大松町榎原外 77-29

TEL. 088-678-3022

